



CareLife

Hoog Laag bedden

www.carelife.nl





Bedankt voor uw interesse in de producten van CareLife!

In deze brochure vindt u meer informatie over de verschillende soorten Hoog Laag bedden van CareLife Zorgcomfort.

Als één van de grootste leveranciers in Hoog Laag bedden, bezorgen en installeren wij de bedden kosteloos binnen 1-3 weken in Nederland en België.

Wij bieden de laagste prijs garantie, waardoor u verzekerd bent dat u nooit teveel betaalt! Bij CareLife realiseren wij ons dat service en garantie net zo belangrijk zijn als een scherpe prijs. Onze servicedienst komt bij eventuele storingen, op locatie de problemen verhelpen!

Vaak hebben wij ook interessante scherpgeprijsde tweede hands bedden op voorraad, helaas zijn deze niet opgenomen in onze brochure. Bel ons voor het actuele aanbod!

Mocht u nog vragen hebben dan beantwoorden wij deze graag. Bel 0493-841853 of e-mail naar info@CareLife.nl. Wij helpen u graag.

Algemene informatie CareLife Hoog Laag bedden

Onze Hoog Laag bedden zijn speciaal ontworpen voor zowel dagelijks gebruik en zorgsituaties thuis, als in een verzorgings- of verpleeghuis. In tegenstelling tot seniorenbedden kunnen ze levenslang mee, wat uw lichamelijke beperkingen ook zijn of kunnen worden.

Onze modellen kunnen met behulp van een eenvoudige bedieningskast moeiteloos op de gewenste hoogte gebracht worden. Zo kunt u uw bed op een lagere stand zetten om makkelijker in en uit te kunnen stappen. Brengt u uw bed op een hogere stand, dan maakt dat de verzorging, als u die nodig heeft, een stuk eenvoudiger. Dit zal ook het arbeidsplezier van uw verzorger vergroten.

Onze modellen hebben een elektrisch verstelbaar voet-, hoofd-, been- en rugdeel. Met één druk op de knop plaatst u het hoofddeel bijvoorbeeld rechtop, om te lezen, televisie te kijken of te eten. De voetsteun kan ook manueel in de juiste stand gezet worden.

De Hoog Laag bedden zijn voorzien van 4 beremde wielen, waardoor de stabiliteit gegarandeerd blijft. De sterke en soepele lattenbodem in hoogwaardig staal, hout of metaal laat zich gemakkelijk onderhouden. Bovendien zijn de bedden snel te monteren en te demonteren, zonder dat er een schroevendraaier aan te pas komt.

De voor- en achtersponden in hout geven onze Hoog Laag bedden een huiselijk cachet. Het warme houten uitzicht verandert de bedden in een fraai meubel dat past in elke omgeving. Daarnaast is het bed ook gemakkelijk in onderhoud, doordat u het bed volledig met een vochtige doek kunt afnemen.



Om een maximale levensduur te garanderen hebben wij besloten uitsluitend gebruik te maken van de als zeer betrouwbaar bekend staande Deense Linak-motoren.

De Hoog Laag bedden worden geleverd **inclusief**: (indien anders vermeld)

- Elektronische controlbox; om zelf het bed in diverse standen te kunnen plaatsen.
- Zijoprichters van mooi en degelijk hout.
- Bed papegaaï met triangelgreep, dat het rechtop zitten en in- en uitstappen kan vergemakkelijken.
- Matras; comfortabel matras gemaakt van koudschuim. Koudschuim kenmerkt zich door uitstekend ligcomfort met luchtcirculerende eigenschappen. Dankzij de elasticiteit zijn ze prima toepasbaar bij verstelbare bodems.

U krijgt een periode van maar liefst 3 jaar garantie op de Linak motoren, en vijf jaar fabrieksgarantie!

CareLife Zorgcomfortproducten levert in geheel Nederland en België. Wij bezorgen en monteren het bed gratis voor u. Uiteraard bent u ook van harte welkom in één van onze showrooms in Vlierden (NL), Veenendaal (NL) en Antwerpen (BE) om onze producten te komen bezichtigen. Daarnaast hebben we ook meerdere zorgcomfortproducten in de showroom aanwezig.

Showroom:

CareLife Vlierden

Vlierdenseweg 236
5756 PE Vlierden

CareLife Veenendaal

Patrimoniumlaan 38
3904 AE Veenendaal

CareLife Antwerpen

Paardenmarkt 10
2000 Antwerpen (BE)

KLANTENSERVICE

☎ NL +31 (0) 493 841853

☎ BE +32 (0) 3227 0307

✉ info@carelife.nl

🌐 www.carelife.nl

Hoog Laag bed Lucca Basic



TOP
PRIJS



Nachtkastje Lucca Beuken
Breedte: 59cm
Hoogte: 91cm
Diepte: 45,5cm

* let op het nachtkastje kan enkel geleverd worden zonder zijblad

Zeer scherpe prijs!

Beschrijving

Zeer scherp geprijsd Hoog Laag bed bezit vele functies voor een uiterst scherpe prijs! Hoog Laag verstelling, rugverstelling zijn eenvoudig met de bijgeleverde afstandsbediening te verstellen. Dit bed is zeer goed te gebruiken in combinatie met een tillift.

Standaard wordt het bed geleverd exclusief papegaai en onrusthekken; deze zijn er eventueel apart bij te bestellen.

- Kleur:** Beuken
Motoren: Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie: 2 jaar op Linak™ motoren 5 jaar fabrieksgarantie
Voordelen: Scherpe prijs !!!
Opties:
- Bijpassend nachtkastje
 - Bedleestafel
 - Papegaai
 - Onrustrekken

Prijs **inclusief zorgmatras en installatie** in Nederland en België.

Normale set prijs € 1295,- incl. BTW
Tijdelijke set actieprijs € 895,- incl. BTW

Kenmerken


Technische gegevens

							
breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteun	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
103	215	38	78	83°	16°	30°	140kg

Hoog Laag bed Lucca Comfort



GEWELDIGE
PRIJS/
KWALITEIT



Anti-trendelenburg positie

Compleet bed voor een betaalbare prijs!

Beschrijving

Dit degelijk Hoog Laag bed bezit alle functies voor een scherpe prijs! Hoog Laag verstelling, rugverstelling en knieknik zijn eenvoudig met de bijgeleverde afstandsbediening te verstellen. Daarnaast is dit bed standaard voorzien van een anti-trendelenburg functie.

Dit bed wordt compleet geleverd met papegaai en zijhekken. Het bed is ook zeer goed te gebruiken in combinatie met een tillift. Daarnaast is dit bed ook voorzien van een comfort zorgmatras.

- Kleur:** Beuken
Motoren: Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie: 2 jaar op Linak™ motoren 5 jaar fabrieksgarantie
Voordelen: Huiselijke uitstraling
Opties:
- Bijpassend nachtkastje
 - Bedleestafel
 - Luxe hoofd en voeteind

Prijs **inclusief papegaai, zijhekken, zorgmatras en installatie** in Nederland en België.

Normale set prijs: € 1595,- incl. BTW
Tijdelijke set actieprijs: € 1290,- incl. BTW

Kenmerken

Technische gegevens

							
breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteun	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
103	215	40	80	83°	16°	30°	140kg

Hoog Laag bed Imperia



TIJDELIJK
GRATIS
MATRAS



Kersen-Beuken



Kersen



Beuken



Donker

Beschrijving

Dit huiselijk Hoog Laag bed maakt gebruik van een schaarsysteem. De wielen zijn bij dit systeem weggewerkt onder het bed. Hierdoor oogt het bed vriendelijk en wordt er een huiselijke stijl gecreëerd. Een bijkomend voordeel is dat u niet kunt vallen over de wielen. Met slechts één druk op de bijgeleverde afstandsbediening kunt u elektronisch de hoog-laag, rug- en knieknik bedienen. Dit Hoog Laag bed wordt standaard geleverd met draaibare papegaai, zodat de transfer uit bed gemakkelijker wordt. Daarnaast is dit Hoog Laag bed uitgerust met onrusthekken, welke omhoog gezet kunnen worden bij een onrustige nacht.

Technische gegevens

breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteun	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
103	208	36	79	83°	16°	30°	140kg

Kenmerken

- Kleur:** Kersen-Beuken / Kersen
Beuken / Donker (meerprijs)
- Motoren:** Linak™ kwaliteit verzekerd!
- Garantie:** 2 jaar op Linak™ motoren
5 jaar fabrieksgarantie
- Voordelen:** Huiselijke uitstraling
- Opties:**
- Centrale rem bij voeteneind
- Meerprijs: € 189,-*
- Bijpassend nachtkastje
 - Bedleestafel


Prijs **inclusief papegaai, zijhekken, zorgmatras en installatie** in Nederland en België.

Normale set prijs € 1995,- incl. BTW
Tijdelijke set actieprijs € 1790,- incl. BTW

Hoog Laag bed Lucca Xtra-laag



EXTRA
LAGE
STAND



↑ Hoogste stand

→ Laagste stand

Beschrijving

Dit bed is in de laagste stand slechts 20 cm verwijderd van de grond. In combinatie met een uitrolkussen wordt het risico op verwondingen tot een minimum herleid, wanneer de patiënt onverwacht uit bed rolt.

Naast de elektronische Hoog Laag stand kunnen ook het hoofdeind en de knieknik elektronisch bediend worden. Het gebruik van de hoogwaardige Linak™ motoren zorgt voor een optimale betrouwbaarheid en lange levensduur.

Technische gegevens

breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteun	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
103	224	20	60	83°	16°	30°	140kg

Kenmerken

- Kleur:** Beuken
- Motoren:** Linak™ kwaliteit verzekerd!
- Garantie:** 2 jaar op Linak™ motoren
5 jaar fabrieksgarantie
- Voordelen:** Extra lage stand
- Opties:**
- Bijpassend nachtkastje
 - Bedleestafel

Prijs **inclusief papegaai, zijhekken, zorgmatras en installatie** in Nederland en België.

Normale set prijs € 2195,- incl. BTW
Tijdelijke set actieprijs € 1895,- incl. BTW

Hoog Laag bed **Arzana**



EXTRA LANG



Nachtkastje= 59cm breed, 91cm hoog, 45,5cm diep

Extra lang en met een virtueel draaipunt!

Beschrijving

Dit bed is zeer handig voor langere personen, want dit bed is 10 cm langer dan een standaard Hoog Laag bed! Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om het bed nog extra te verlengen. Bovendien is dit Hoog Laag bed uitgerust met een virtueel draaipunt. De Hoog Laag verstelling, rugverstelling en knieknik zijn eenvoudig met de bijgeleverde afstandbediening te verstellen. Daarnaast is dit bed standaard voorzien van een anti-trendelenburg (zoals op de foto).

Bed wordt compleet geleverd met comfort matras, papegaai en zijhekken. Dit bed is zeer goed te gebruiken in combinatie met een tillift.

- Kleur:** Kersen-Beuken
Motoren: Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie: 2 jaar op Linak™ motoren 5 jaar fabrieksgarantie
Voordelen: Extra verlengd
Opties:
- Bedverlenging
 - Bijpassend nachtkastje
 - Bedleestafel

Prijs **inclusief papegaai, zijhekken, zorgmatras en installatie** in Nederland en België.

Normale set prijs € 1995,- incl. BTW
Tijdelijke set actieprijs € 1675,- incl. BTW

Kenmerken

Technische gegevens

breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteun	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
103	226	35	90	83°	16°	30°	140kg

Hoog Laag bed **Imperia 120/140**



EXTRA BREED & STERK



Nachtkastje= 59cm breed, 91cm hoog, 45,5cm diep

Extra breed zorgbed, matrasmaat van 120cm of 140cm

Beschrijving

Dit bed is in twee extra brede uitvoeringen, 120cm breed of 140cm breed. Hierdoor is het uitermate geschikt om lekker ruim in te slapen of personen met een hoger gewicht (maximale gebruikersgewicht is 275 kg). Daarnaast heeft het als voordeel dat het matras uit één geheel bestaat.

De Hoog Laag verstelling, rugverstelling en knieknik zijn eenvoudig met de bijgeleverde afstandbediening te verstellen.

Bed wordt compleet geleverd met comfort matras, papegaai en zijhekken. Dit bed is zeer goed te gebruiken in combinatie met een tillift.

- Kleur:** Kersen-Beuken
Motoren: Linak™ kwaliteit verzekerd!
Garantie: 2 jaar op Linak™ motoren 5 jaar fabrieksgarantie
Voordelen: Extra breed
Opties:
- Bedverbreding
 - Bijpassend nachtkastje
 - Bedleestafel

Prijs **inclusief papegaai, zijhekken, zorgmatras en installatie** in Nederland en België.

Set actieprijs 120cm: € 3295,- incl. BTW

Set actieprijs 140cm: € 3495,- incl. BTW

Kenmerken

Technische gegevens

breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteun	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
133/153	208	36	79	83°	16°	30°	275 kg

Hoog Laag bed 2-persoons Merado



2-persoons uitrijdbaar Eiken Naturel

EI-45

EI-70

EI-60



Bijpassende meubels

TIJDELIJK MET 2 LUXE ZORGMATRASSEN TWV € 798,00

Beschrijving *Strak vormgegeven!*

Het 2-persoons Hoog Laag bed Merado heeft een huiselijke uitstraling door zijn strakke design. Ook kunt u het bed nog uitbreiden met een achterwand met LED verlichting en nachtkastjes om het één mooi geheel in de slaapkamer te maken. De achterwand en voetenbord zijn ook voorzien van een subtiel aluminium accent.

Standaard wordt dit 2-persoons Hoog Laag bed geleverd met één Hoog Laag systeem, ook is het mogelijk om beide zijden te voorzien van het Hoog Laag systeem. Het voordeel van het samen slapen is dat de matrassen ook strak op elkaar aansluiten. U kunt de bedden gemakkelijk verrijden door de 4 grote wielen die er onder zitten, dus de patiënt kan aan beide zijden van het bed verzorgd worden.

Aan de buitenkant van het bed ziet u niet dat het om een Hoog Laag bed gaat, maar door middel van de afstandsbediening kunt u naast de Hoog Laag stand ook het hoofdeinde en de knieknik bedienen, waardoor u optimaal gebruik kunt maken van het bed. Een exclusieve lijn, een exclusief bed!

Kenmerken

- Kleur:** Eiken-Naturel (EI-45)
Eiken-Grijs (EI-60)
Eiken-Antraciet (EI-70)
- Motoren:** Linak™ kwaliteit verzekerd!
- Garantie:** 2 jaar op Linak™ motoren
5 jaar fabrieksgarantie
- Voordelen:** Achterwand met verlichting
- Opties:** Bijpassende garderobekast, nachtkastjes en commode

Prijs **inclusief zorgmatrassen en installatie** in Nederland en België.

2-Persoons bed met:	
1-Hoog Laag systeem	€ 2995,-
2-Hoog Laag systemen	€ 4195,-

- Papegaai € 99,-
- Centrale rem € 189,- p/stuk
- Elektrische lattenbodem € 289,-
- Achterwand met 2 nachtkastjes € 550,-

Technische gegevens

Gegevens zijn aangegeven per bed deel

								
met achterwand	breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteun	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
	140	217	36	79	83°	16°	30°	140kg

Hoog Laag bed 1 of 2-persoons Modena



2-persoons uitrijdbaar Eiken Naturel

EI-45

Ke-40

No-40



2-persoons uitrijdbaar Eiken Naturel

TIJDELIJK MET 2 LUXE ZORGMATRASSEN TWV € 798,00

Beschrijving *Compact en robuust!*

Het 2-persoons Hoog Laag bed Modena is standaard voorzien van een hoog hoofd- en voetenbord met gaten erin waardoor het bed heel open en ruimtelijk aan doet samen met de fraaie afrondingen.

Standaard wordt dit 2-persoons Hoog Laag bed geleverd met één Hoog Laag systeem, ook is het mogelijk om beide zijden te voorzien van het Hoog Laag systeem. U kunt de bedden gemakkelijk verrijden door de 4 grote wielen die er onder zitten, dus de patiënt kan aan beide zijden van het bed verzorgd worden.

Dit bed kan ook geleverd worden als 1-persoons Hoog Laag bed waarbij beide zijden worden voorzien van een strakke buitenkant.

Aan de buitenkant van het bed ziet u niet dat het om een Hoog Laag bed gaat, maar door middel van de afstandsbediening kunt u naast de Hoog Laag stand ook het hoofdeinde en de knieknik bedienen, waardoor u optimaal gebruik kunt maken van het bed. Een exclusieve lijn, een exclusief bed!

Kenmerken

- Kleur:** Eiken-Naturel (EI-45)
Licht-Noten (NO-40)
Kersen-Naturel (KE-40)
- Motoren:** Linak™ kwaliteit verzekerd!
- Garantie:** 2 jaar op Linak™ motoren
5 jaar fabrieksgarantie
- Voordelen:** Open hoofd- en voetenbord
- Opties:** Bijpassende garderobekast, nachtkastjes en commode

Prijs **inclusief zorgmatrassen en installatie** in Nederland en België.

1-Persoons bed Hoog Laag € 2395,-

2-Persoons bed met:	
1-Hoog Laag systeem	€ 2795,-
2-Hoog Laag systemen	€ 3995,-

- Papegaai € 99,-
- Centrale rem € 189,- p/stuk
- Elektrische lattenbodem € 289,-
- Nachtkastje € 249,- p/stuk

Technische gegevens

Gegevens zijn aangegeven per bed deel

							
breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteun	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
98	207	36	79	83°	16°	30°	140kg

Hoog Laag bed 1 of 2-persoons Torina



2-persoons Alpine Wit-Beuken



2 persoons Alpine-Wit

TIJDELIJK MET 2 LUXE ZORGMATRASSEN TWV € 798,00

Beschrijving

Modern en fris!

Het 2-persoons Hoog Laag bed Torina wordt standaard geleverd in het wit, maar het is ook te voorzien van een Eben, Beuken of Kersen tint. Hierdoor kunt u het bed helemaal naar eigen wens maken.

Standaard wordt dit 2-persoons Hoog Laag bed geleverd met één Hoog Laag systeem, ook is het mogelijk om beide zijden te voorzien van het Hoog Laag systeem. U kunt de bedden gemakkelijk verrijden door de 4 grote wielen die er onder zitten, dus de patiënt kan aan beide zijden van het bed verzorgd worden.

Dit bed kan ook geleverd worden als 1-persoons Hoog Laag bed waarbij beide zijden worden voorzien van een strakke buitenkant.

Aan de buitenkant van het bed ziet u niet dat het om een Hoog Laag bed gaat, maar door middel van de afstandsbediening kunt u naast de Hoog Laag stand ook het hoofdeinde en de knieknik bedienen, waardoor u optimaal gebruik kunt maken van het bed. Een exclusieve lijn, een exclusief bed!

Kenmerken

- Kleur:** Wit (AW-01)
- Motoren:** Linak™ kwaliteit verzekerd!
- Garantie:** 2 jaar op Linak™ motoren
5 jaar fabrieksgarantie
- Voordelen:** Standaard voorzien van achterwand en nachtkastjes
- Opties:** Bijpassende garderobekast en laden commode

Prijs **inclusief zorgmatrassen, achterwand, nachtkastjes en installatie** in Nederland en België.

1-Persoons bed Hoog Laag € 2395,-

2-Persoons bed met:
1-Hoog Laag systeem € 3595,-
2-Hoog Laag systemen € 4795,-

- Papegaai € 99,-
- Centrale rem € 189,- p/stuk
- Elektrische lattenbodem € 289,-

Gegevens zijn aangegeven per bed deel

breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteen	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
100	208	36	79	83°	16°	30°	140kg

Hoog Laag bed 2-persoons Vermont



2-persoons uitrijdbaar Alpine-Wit



Bijpassende meubels

TIJDELIJK MET 2 LUXE ZORGMATRASSEN TWV € 798,00

Beschrijving

Strak vormgegeven!

Het 2-persoons Hoog Laag bed Vermont is zowel leverbaar in Alpine-Wit als in Licht-Noten met een subtiel aluminium accent verwerkt in de achterwand en voetenbord. Dit bed heeft een hele strakke uitstraling en het voordeel is dat de meegeleverde achterwand ook even breed is als de bedden zelf.

Standaard wordt dit 2-persoons Hoog Laag bed geleverd met één Hoog Laag systeem, ook is het mogelijk om beide zijden te voorzien van het Hoog Laag systeem. Het voordeel van het samen slapen is dat de matrassen ook strak op elkaar aansluiten. U kunt de bedden gemakkelijk verrijden door de 4 grote wielen die er onder zitten, dus de patiënt kan aan beide zijden van het bed verzorgd worden.

Aan de buitenkant van het bed ziet u niet dat het om een Hoog Laag bed gaat, maar door middel van de afstandsbediening kunt u naast de Hoog Laag stand ook het hoofdeinde en de knieknik bedienen, waardoor u optimaal gebruik kunt maken van het bed. Een exclusieve lijn, een exclusief bed!

Kenmerken

- Kleur:** Wit (AW-01)
Licht-Noten (NO-40)
- Motoren:** Linak™ kwaliteit verzekerd!
- Garantie:** 2 jaar op Linak™ motoren
5 jaar fabrieksgarantie
- Voordelen:** Inclusief achterwand
- Opties:** Bijpassende nachtkastjes en commode

Prijs **inclusief zorgmatrassen, achterwand en installatie** in Nederland en België.

2-Persoons bed met:
1-Hoog Laag systeem € 3195,-
2-Hoog Laag systemen € 4395,-

- Papegaai € 99,-
- Centrale rem € 189,- p/stuk
- Elektrische lattenbodem € 289,-
- Nachtkastje € 169,- p/stuk

Technische gegevens

Gegevens zijn aangegeven per bed deel

breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteen	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
100	208	36	79	83°	16°	30°	140kg

Accessoires



INCONTINENTIEHOES

De beschermer is waterdicht en beschermt tegen allerlei vormen van vochtverlies, bijvoorbeeld bij incontinentie-problemen. Deze matras beschermer biedt ook een effectieve bescherming tegen bedluis en huisstofmijt die allergieën, astma en eczeem kunnen veroorzaken.

€ 39,-



PAPEGAAI / ZELFOPRICHTER + TRIANGELGREEP

Onze bedden met Hoog Laag systeem kunnen voorzien worden van een papegaai om gemakkelijker in en uit bed te komen. De papegaai is ook uitneembaar wanneer deze niet wordt gebruikt.

€ 99,-



CENTRALE REM

Onze serie Imperia bedden kunnen voorzien worden van een onderstel met centrale rem, hierdoor kunt u het hele bed door middel van één stang met de voeten op slot zetten. Bij de kant van het Hoog Laag systeem van een twee persoons bed is het ook mogelijk. Dit is natuurlijk gemakkelijk wanneer het bed vaker van de plaats gereden moet worden.

€ 189,-



NACHTKASTJES

De bedden kunnen ook uitgebreid worden met een nachtkastje. Hierdoor heeft u de slaapkamer in dezelfde stijl en kunt u gemakkelijk al uw kleine spulletjes opbergen of een extra plaats waar u de wekker op kunt zetten.

€ 239,-



BEDLEESTAFEL

Een bedleestafel is een gemakkelijk hulpmiddel wanneer u een boekje wilt lezen in bed, de tafel kan namelijk in verschillende standen gezet worden. Maar ook gemakkelijk wanneer u vanuit bed een maaltijd wilt nuttigen.

€ 129,-



TOP GRIP

De Top Grip is een handgreep die aan het bed wordt bevestigd. Aan de bovenzijde bevindt zich het handvat en u kunt met behulp van twee nylon banden met gespen de Top Grip bevestigen aan beddenplanken aan de lange zijde van het bed.

€ 105,-

Zorgkussen Mars

- 1ste kwaliteit drukverlagend traagschuim
- Ventilatiegaten voor betere luchtcirculatie
- Ergonomisch gevormd
- Sluit perfect aan op de contouren van uw nek/hoofd

Normale prijs € 79,-

Onze actie prijs € 59,-

Zorgkussen Venus

- 1ste kwaliteit drukverlagend traagschuim
- Gemaakt van vervlokt traagschuim
- Voelt aan als een gewoon kussen
- Drukverlagend
- Geschikt voor iedereen

Normale prijs € 99,-

Onze actie prijs € 79,-

Zorgkussen Jupiter

- 1ste kwaliteit drukverlagend traagschuim
- Ventilatiegaten voor betere luchtcirculatie
- Gemaakt van pure traagschuim
- Drukverlagende eigenschappen

Normale prijs € 129,-

Onze actie prijs € 89,-

Zorgmatrassen

Voldoende slaap is belangrijk voor je gezondheid. Je lichaam herstelt zich 's nachts. Vooral tijdens de diepe slaap worden nieuwe cellen gemaakt. Een goed matras helpt daarbij! Omdat ieder mens anders is hebben wij verschillende soorten zorgmatrassen, zodat wij voor iedereen een passende oplossing kunnen aanbieden. Ons aanbod zorgmatrassen is echter zo uitgebreid, dat u ons beter kunt bellen of een bezoek kunt nemen aan onze showroom. Ons standaard matras heeft een dikte van ± 20 cm (meeste andere aanbieders gebruiken een 14 cm matras) en kan eventueel worden uitgerust met een incontinentiehoes.

Hilton Standaard Zorgmatras

- Koudschuim toplaag met pocketvering aan de binnenkant van het matras
- Incontinentiehoes (optie)
- Leverbaar in alle maten (prijs 90 x 200 cm)
- Luxe hoes doorgestikt met ClimaTop en dacron
- 2 jaar garantie
- Matrashoogte ± 20 cm
- Ook in stevige uitvoering (personen > 135 kilo)

€ 295,- (i.c.m. aankoop Hoog Laag bed)



FoamFlex Medisch Zorgmatras

- Koudschuim met zevenvoudige multizone
- Incontinentiehoes (optie)
- Leverbaar in alle maten (prijs 90 x 200 cm)
- Luxe hoes doorgestikt met ClimaTop en dacron
- 2 jaar garantie
- Matrashoogte ± 20 cm
- Ook in stevige uitvoering (personen > 135 kilo)


€ 395,- (i.c.m. aankoop Hoog Laag bed)



Starline Duo Medisch Zorgmatras

- 12 cm koudschuim kern en beide zijden 4cm drukverlagend traagschuim
- Vijfvoudige multi-zone verdeling
- Toplaag van het beste traagschuim
- Doorgestikt met ClimaTop en dacron
- Leverbaar in alle maten (prijs 90 x 200 cm)
- 2 jaar garantie
- Matrashoogte ± 20 cm
- Silverness voor antibacteriële werking en elektronische ontlading tijdens slaap


€ 495,- (i.c.m. aankoop Hoog Laag bed)



Debuc Medisch Zorgmatras

- Antidecubitus Stadium I
- Drukverlagend
- Gemaakt van hoogwaardig eerste klas traagschuim
- Doorgestikt met ClimaTop en dacron
- Leverbaar in alle maten (prijs 90x200 cm)
- 2 jaar garantie
- Matrashoogte ± 20 cm
- Silverness voor antibacteriële werking en elektronische ontlading tijdens slaap

€ 795,- (i.c.m. aankoop Hoog Laag bed)



Neem een kijkje in onze showroom in Vlierden, Veenendaal of Antwerpen, of bezoek onze website!

CareLife.eu

Voor alle informatie over onze zorgproducten!

De grootste keuze in zorgcomfort!

Showroom Vlierden:

CareLife.nl

Vlierdenseweg 236

5756 PE Vlierden

☎ +31 (0)493 - 84 18 53

✉ info@CareLife.nl

Showroom Veenendaal:

CareLife.nl

Patrimoniumlaan 38

3904 AE Veenendaal

☎ +31 (0)318 - 78 50 39

✉ info@CareLife.nl

Toonzaal Antwerpen:

CareLife.be

Paardenmarkt 10

2000 Antwerpen

☎ +32 (0)3227 0307

✉ info@CareLife.be

