

HOOG LAAG BED IMPERIA 4 KERSEN BEUKEN

Normale
prijs:
€ 1.795,00

**Speciale
prijs
€ 1.495,00**

Productafbeeldingen



CareLife.nl In zorgcomfort!		C	
Imperia			
Model	103	103	103
Hoogte	103	103	103
Breedte	208	208	208
Diepte	88	88	88
Wegverrijdbaar	Ja	Ja	Ja
Elektronische verstelling	Ja	Ja	Ja
5 jaar garantie	Ja	Ja	Ja

Short Description

- Stabiel (ook op hoogte) - Zeer sterke schaarconstructie - In kersen / beuken hout - Afmeting 208 bij 103 cm - **Mooie huiselijke uitstraling!** - Elektronische Hoog laag, been en rug verstelling. - 5 jaar garantie * **GRATIS LEVERING EN MONTAGE!**

Beschrijving



Dit

huiselijk hoog laag bed maakt gebruik van een schaarsysteem. De wielen zijn bij dit systeem weggewerkt onder het bed. Hierdoor oogt het bed vriendelijk en wordt er een huiselijke stijl gecreeërd. Een bijkomend voordeel is dat u niet kunt vallen over de wielen. Met slechts één druk op de bijgeleverde afstandbediening kunt u elektronisch de hoog-laag, rug- en knieknik bedienen. Dit Hoog laag bed wordt standaard geleverd met draaibare papegaai, zodat de transfer uit bed gemakkelijker wordt. Daarnaast is dit Hoog laag bed uitgerust met onrusthekken, welke omhoog gezet kunnen worden bij een onrustige nacht. Het complete hoog laag bed is uitgerust met de beste linak motoren en elektronica welke zeer betrouwbaar en veilig zijn. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om dit bed uit te rusten met een centrale rem. Deze centrale rem zorgt ervoor dat u de wielen alle vier tegelijk kunt vergrendelen of ontgrendelen middels een hendel aan het voet einde van dit hooglaag bed. De voor- en achtersponden in hout geven dit hoog-laag bed een huiselijk cachet. Het warme houten uitzicht verandert het bed in een fraai meubel dat past in elke omgeving. Daarnaast is het ook gemakkelijk in onderhoud.

breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteun	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
103	208	36	79	83°	16°	30°	140kg

➤ **LEVERING** Het product wordt door onze eigen professionele bezorgdienst gratis geleverd en geïnstalleerd in Nederland en België (andere landen in overleg). Uiteraard nemen wij alle verpakkingsmaterialen mee en zorgen ervoor dat de slaapkamer opgeruimd achter blijft!

➤ **BETALINGSCONDITIONS** U hoeft bij CareLife.nl geen aanbetaling te doen, u betaald het bed pas bij aflevering. U kunt contant, via pinnen / bankcontact of per bank betalen.

➤ **OVER ONS** Als professionele zorg leverancier met jarenlange ervaring en eigen service- en reparatie dienst kunt u ervan op aan dat wij uw bestelling zorgvuldig en professioneel zullen uitvoeren, ook na de aankoop kunt u op ons rekenen! [Klik hier voor onze uitgebreide brochure.](#) [Klik hier voor algemene informatie over hoog laag bedden.](#) [Klik hier onze adresgegevens en openingstijden.](#)



SNELLE LEVERING EIGEN SERVICE DIENST GROTE SHOWROOM BREED ASSORTIMENT

REEDS JAREN IS CARELIFE EEN BEGRIP IN DE ZORGBRANCHE. DESKUNDIGE MEDEWERKERS EN GOEDE NAZORG KENMERKEN ONZE PERFECTE SERVICE!

Extra informatie

Artikelcode	Hooglaagbed_Imperia_kersen_beuken
Brochure	Klik hier voor onze uitgebreide brochure.
Afmetingen	103 x 208 cm
Matras maat	90 x 200 cm
Kleuren	Licht Beuken
Antitredelenburg	Nee
Maximale hoogte	79 cm
Minimale hoogte	36 cm
Hoekhoofdsteun	83 °
Hoek Knieknik	16 °
Garantie	5 jaar op fabricagefouten, 2 jaar op motoren.

Additional Options

Soort matras:	Geen	€ 0,00
	Budget matras	€ 195,00
	Zorgmatras	€ 295,00
	Foamflex	€ 395,00
	Starline Duo (tip!)	€ 495,00
	Decub	€ 795,00
Soort hoes:	Geen matras	€ 0,00
	Normale luxe stoffen hoes	€ 0,00
	Incontinentie hoes (waterdicht)	€ 39,00
Zorg hoofdkussen:	Nee	€ 0,00
	Ja met traagschuim, Tijdelijke 50% korting	€ 29,00
Bijpassend nachtkastje / commode:	Geen	€ 0,00
	Alleen nachtkastje	€ 239,00
Opmerking bij bestelling:		€ 0,00