

TWEE PERSOONS HOOG LAAGBED MERADO

Normale
prijs:
€ 3.499,00

**Speciale
prijs**
€ 2.995,00

Productafbeeldingen





Short Description

- 2-Persoons hoog-laag bed
- Leverbaar in Eiken-70 [donker] / Eiken-30 [white-wash]
- Leverbaar met 1 of 2 hoog laag systemen
- Afmeting 196 bij 217 cm
- Is zeer compleet te leveren met bijbehorende nachtkastjes, achterwand en slaapkamerkast (optioneel)
- Bij het hoog laagstelsel kunt u de hooglaag functie, hoofdeind en knieknik elektronisch bedienen.
- Bedden zijn uitrijdbaar en staan op wielen

MEGA TIP!

Prijs incl. zorgmatras, btw en installatie binnen Nederland en België. Bel ons voor meer info!

Beschrijving



CareLife[®]
specialist in hoog laag bedden

TWEE PERSOONS HOOG LAAG BED MERADO MET CARELIFE HOOGLAAG SYSTEEM

Dit 2-persoons Hoog laag bed kan zowel met één Hoog laag als met twee Hoog laag systemen geleverd worden. De bedden zijn uitrijdbaar, waardoor de verzorger de patiënt aan beide zijden kan verzorgen. Eventueel kunt u een complete slaapkamer met bijpassende kasten, ladencommode en nachtkastjes samenstellen. Het bed is zo ontwikkeld, dat beide matrassen tegen elkaar aan liggen.

Naast de elektronische Hoog laag stand kunnen ook het hoofdeind en de knieknik elektronisch bediend worden. Een prachtig bed, u zou bijna vergeten dat het alle functionaliteiten van een Hoog laag bed bevat!

							
met achterwand		min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteen	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
breedte	lengte						
140	217	36	79	83°	16°	30°	140kg

[Klik hier voor onze uitgebreide brochure.](#)

Extra informatie

Artikelcode

hl_2p_merado_config-1

Additional Options

Hooglaagsysteem	Beide hooglaag	€ 1.200,00
	Hooglaagbed links	€ 0,00
	Hooglaagbed rechts	€ 0,00
Kleur:	Eiken-30 [white-wash]	€ 0,00
	Eiken-70 [donker]	€ 0,00
Zorgmatrassen:	1 incontinentie 1 normale hoes	€ 0,00
	2 incontinentie hoezen	€ 0,00
	2 normale hoezen	€ 0,00
	Geen matrassen	€ 250,00-
Bijbehorende nachtkastjes:	Tip! Achterwand plus 2 nachtkastjes	€ 599,00
	Ja, 1 stuk	€ 299,00
	Ja, 2 stuks	€ 589,00
	Nee	€ 0,00
BED EN MATRASSEN VERLENGEN NAAR 210 cm:	Ja, matras maat naar 210 cm verlengd	€ 199,00
	Nee, standaard matras maat 200 cm	€ 0,00
Zorgkussen (nu 50% korting bij aankoop bed)	Geen kussens	€ 0,00
	Ja 1 hoofdkussens	€ 29,00
	Ja 2 hoofdkussens	€ 38,00
Opmerking bij bestelling:		€ 0,00