


ZIEKENHUISBED LUCCA BASIC

Normale
prijs:
€ 1.195,00

**Speciale
prijs
€ 1.095,00**

Productafbeeldingen



Short Description

- Stabiel (ook op hoogte) - Dit ziekenhuisbed is zeer gemakkelijk in gebruik. - Hoog laag functie - Afmeting 215 bij 103 cm - Exclusief papegaai en zijhekken - **Scherpe prijs!! GRATIS LEVERING EN MONTAGE IN NEDERLAND EN BELGIË!**

Beschrijving

Zeer scherp geprijsd ziekenhuisbed bezit vele functies voor een uiterst scherpe prijs! Hoog laag verstelling, rugverstelling zijn eenvoudig met de bijgeleverde afstandbedieningen te verstellen. Dit bed is zeer goed te gebruiken in combinatie met een tillift. Standaard wordt het bed geleverd exclusief papegaai en onrusthekken; deze zijn er eventueel apart bij te bestellen.

							
breedte	lengte	min. hoogte	max. hoogte	hoek hoofdsteun	hoek knieknik	hoek voeten-gedeelte	gebruikers-gewicht
103	215	38	78	83°	16°	30°	140kg

- **LEVERING** Het product wordt door onze eigen professionele bezorgdienst gratis geleverd en geïnstalleerd in Nederland en België (andere landen in overleg). Uiteraard nemen wij alle verpakkingsmaterialen mee en zorgen ervoor dat de slaapkamer opgeruimd achter blijft!
- **BETALINGSCONDITIES** U hoeft bij CareLife.nl geen aanbetaling te doen, u betaald het bed pas bij aflevering. U kunt contant, via pinnen / bankcontact of per bank betalen.
- **OVER ONS** Als professionele zorg leverancier met jarenlange ervaring en eigen service- en reparatie dienst kunt u ervan op aan dat wij uw bestelling zorgvuldig en professioneel zullen uitvoeren, ook na de aankoop kunt u op ons rekenen! [Klik hier voor onze uitgebreide brochure.](#) [Klik hier voor algemene informatie over hoog laag bedden.](#) [Klik hier onze adresgegevens en openingstijden.](#)



SNELLE LEVERING EIGEN SERVICE DIENST GROTE SHOWROOM BREED ASSORTIMENT

REEDS JAREN IS CARELIFE EEN BEGRIP IN DE ZORGBRANCHE. DESKUNDIGE MEDEWERKERS EN GOEDE NAZORG KENMERKEN ONZE PERFECTE SERVICE!

Extra informatie

Artikelcode	546546546546
Brochure	Klik hier voor onze uitgebreide brochure.
Afmetingen	103 x 215 cm
Matras maat	90 x 200 cm
Kleuren	Beuken
Antitredelenburg	30 °
Maximale hoogte	78
Minimale hoogte	38
Hoekhoofdsteun	83 °
Hoek Knieknik	16 °
Garantie	1 jaar garantie

Additional Options

Soort matras:	Geen matras	€ 0,00
	Budget matras	€ 195,00
	Zorgmatras	€ 295,00
	Foamflex	€ 395,00
	Starline Duo (tip!)	€ 495,00
	Decub	€ 795,00
Papegaai met handgreep:	Ja	€ 50,00
	Nee	€ 0,00
Houten zijhekken voor aan zijkant bed:	Ja	€ 95,00
	Nee	€ 0,00
Type hoes matras:	Normaal	€ 0,00
	Waterdichte hoes	€ 50,00
Opmerking bij bestelling:		€ 0,00